

Thealoz Duo

PT Proteção, hidratação e lubrificação dos olhos para o tratamento do olho seco moderado a grave

Frasco ABAK® - Sem conservantes.

COMPOSIÇÃO:

Trealose.....	3g
Hialuronato de sódio.....	0,15g
Cloreto de sódio, trometamol, ácido clorídrico, água para preparações injetáveis.....	para 100ml

NOME E MORADA DO FABRICANTE:

Laboratoires THEA - 12 rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand
Cedex 2 - França

INDICAÇÕES:

THEALOZ DUO contém uma solução que pode ser aplicada nos olhos ou nas lentes de contacto. THEALOZ DUO é recomendado em casos de desconforto, sensação de picada e irritação dos olhos. Estes sintomas podem ser causados, por exemplo, por fatores externos tais como vento, fumo, poluição, poeira, exposição ao sol ou ao frio, calor seco, ar condicionado, viagens de avião, várias horas a trabalhar em frente ao computador...

Uma vez que não contém conservantes, THEALOZ DUO mantém a integridade dos tecidos oculares, pelo que também pode ser utilizado pelos portadores de lentes de contacto de qualquer tipo. Proporciona um conforto imediato que se mantém ao longo de todo o dia.

STERILE | A

PROPRIEDADES:

THEALOZ DUO é uma solução oftálmica aquosa estéril, sem conservantes, hipotónica e com pH neutro. Os seus principais componentes são trealose, um dissacárido presente em muitas plantas e animais, e hialuronato de sódio, um polissacárido presente naturalmente no olho.

As características físico-químicas da trealose conferem propriedades protetoras, antioxidantes e hidratantes. Constitui assim um elemento essencial no mecanismo anidrobiótico observado em certos microrganismos (um estado metabólico mais lento que lhes permite sobreviver em situações de desidratação extrema).

A trealose também possui propriedades que permitem a proteção e a estabilização das membranas celulares, evitando a alteração de proteínas e a deterioração de lípidos, bem como propriedades antioxidantes.

O hialuronato de sódio é um polissacárido que existe no olho humano e que possui propriedades únicas de retenção de água. As suas importantes propriedades de retenção de água resultam num aumento da hidratação e lubrificação da superfície da córnea. Para além disso, as suas propriedades bioadesivas conferem uma melhor aderência do produto à superfície do olho, o que permite um alívio de longa duração e uma diminuição do tempo necessário para cicatrização da córnea.

Deste modo, graças à associação única de trealose e hialuronato de sódio, o THEALOZ DUO assegura a proteção, hidratação e lubrificação da superfície ocular por um maior período de tempo e com um máximo conforto.

 Leia as instruções de utilização

Para uma tolerância máxima, THEALOZ DUO é uma solução que não contém conservantes, graças ao frasco ABAK® multidose. Este dispositivo inovador e registado sob patente permite a instilação de gotas oftálmicas através de uma membrana com um filtro de 0,2 µm, o que previne a contaminação da solução por bactérias.

A solução fica assim protegida e pode ser utilizada até 3 meses após abertura do frasco.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO:

- Não utilizar se for alérgico a qualquer um dos componentes.
 - Não tocar na superfície dos olhos com a extremidade do frasco.
 - Não injetar, não engolir.
 - Não utilizar o produto caso o selo de segurança esteja danificado.
- MANTER FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS .

INTERAÇÕES:

Deve haver um intervalo de, pelo menos, 10 minutos entre a aplicação de dois produtos oftálmicos diferentes.

COMO UTILIZAR ESTE PRODUTO:

MODO E VIA DE ADMINISTRAÇÃO:

INSTILAÇÃO OCULAR.

- Lavar cuidadosamente as mãos antes de usar.
- Evitar tocar com a extremidade do frasco nos olhos ou nas pálpebras, especialmente se tiver alguma infeção ocular.
- Instilar uma gota no saco conjuntival inferior, olhando para cima e puxando ligeiramente a pálpebra para baixo.

- Voltar a colocar a tampa após a utilização.

POSOLOGIA:

1 gota em cada olho, 4 a 6 vezes por dia.
THEALOZ DUO pode ser utilizado com as lentes de contacto colocadas.

EFEITOS SECUNDÁRIOS INDESEJÁVEIS E DESAGRADÁVEIS (EFEITOS ADVERSOS):

Rara possibilidade de irritação ocular ligeira.

CONSERVAÇÃO DO PRODUTO:

Não conservar o frasco aberto por mais de 3 meses.
Conservar a temperatura inferior a 25°C.

NÃO UTILIZAR APÓS O PRAZO DE VALIDADE INDICADO NA EMBALAGEM.

O prazo de validade refere-se ao produto na embalagem original e conservado de forma correta.

Não utilizar caso o frasco esteja danificado.

REVISÃO DO TEXTO: 02/2013

