

HYABAK®

Instruções de Utilização

Solução para hidratação e lubrificação dos olhos e lentes de contacto.

Frasco ABAK® - Sem conservante.

COMPOSIÇÃO:

Hialuronato de sódio.....0,15 g.
Cloreto de sódio, actinoquinol, trometamol, ácido clorídrico, água para preparações injectáveis
..... q.b.p. 100 ml.

NOME E MORADA DO FABRICANTE:

Laboratoires Théa - 12 rue Louis Blériot - 63017 CLEMONT-FERRAND - Cedex 2
FRANÇA

QUANDO SE DEVE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO:

HYABAK é uma solução hipotónica destinada a ser administrada nos olhos ou nas lentes de contacto. Contém ácido hialurónico (agente lubrificante e hidratante) e actinoquinol (agente que actua como filtro UV).

HYABAK foi concebido:

- Para humedecimento e lubrificação dos olhos, em caso de sensações de secura ou de fadiga ocular induzidas por factores externos tais como o vento, o fumo, a poluição, as poeiras, o calor seco, o ar condicionado, uma viagem de avião ou o trabalho prolongado à frente de um ecrã de computador.

- Nos utilizadores de lentes de contacto, permite a lubrificação e a hidratação da lente, com vista a facilitar a colocação e a retirada, e proporciona um conforto imediato na utilização ao longo de todo o dia.

Graças ao dispositivo ABAK®, HYABAK permite fornecer gotas de solução sem conservantes. Pode, assim, ser utilizado com qualquer tipo de lente de contacto. A ausência de conservantes permite igualmente respeitar os tecidos oculares.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO:

- Não utilizar em caso de reacção alérgica a algum dos constituintes.

- Evitar tocar nos olhos com a ponta do frasco.

- Não injectar, não engolir.

- O filtro UV contido no HYABAK não substitui em caso algum o uso de óculos de sol.

Não utilize o produto caso o selo protecção esteja danificado.

MANTER FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

INTERACÇÕES:

É conveniente aguardar 10 minutos entre a administração de dois produtos oculares.

COMO UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO:

POSOLOGIA:

1 gota em cada olho durante o dia, sempre que necessário. Nos utilizadores de lentes de contacto: uma gota em cada lente ao colocar e retirar as lentes e também sempre que necessário ao longo do dia.

MODO E VIA DE ADMINISTRAÇÃO:

INSTILAÇÃO OCULAR.

Para uma utilização correcta do produto é necessário ter em conta determinadas precauções:

- Lavar cuidadosamente as mãos antes de proceder à aplicação.

- Evitar o contacto da extremidade do frasco com os olhos ou as pálpebras. Instilar 1 gota de produto no canto do saco lacrimal inferior, puxando ligeiramente a pálpebra inferior para baixo e dirigindo o olhar para cima. O tempo de aparição de uma gota é mais longo do que com um frasco clássico. Tapar o frasco após a utilização. Ao colocar as lentes de contacto: instilar uma gota de HYABAK na concavidade da lente.

FREQUÊNCIA E MOMENTO EM QUE O PRODUTO DEVE SER ADMINISTRADO:

Distribuir as instilações ao longo do dia, conforme necessário.

EFEITOS NÃO PRETENDIDOS E INCÓMODOS (EFEITOS INDESEJÁVEIS):

Rara possibilidade de ligeiras irritações oculares.

CONSERVAÇÃO DO DISPOSITIVO:

NÃO EXCEDER O PRAZO LIMITE DE UTILIZAÇÃO, INDICADO NA EMBALAGEM EXTERIOR.

Conservar a uma temperatura inferior a 25°C.

Não conserve o frasco mais de 3 meses após a primeira abertura.

DATA DE REVISÃO DESTE FOLHETO INFORMATIVO: 04/2013.