

HYDRABAK®

Instruções de Utilização

Solução hidratante da superfície ocular e das lentes de contacto.

Frasco ABAK- Sem conservantes.

COMPOSIÇÃO:

Coreto de sódio 0,9%, fosfato de sódio dibásico, hidrogenofosfato de sódio dodecahidratado, água para preparações injectáveis.

NOME E MORADA DO FABRICANTE:

LABORATOIRES THÉA- 12 rue Louis Blériot - 63017 CLERMONT-FERRAND
- Cedex 2 - FRANCE

QUANDO UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO:

HYDRABAK é recomendado para os utilizadores de lentes de contacto, para hidratação da superfície ocular e das lentes de contacto, a fim de melhorar a comodidade de utilização.

HYDRABAK não contém qualquer conservante, podendo ser aplicado durante a utilização das lentes de contacto.

HYDRABAK é igualmente recomendado para pessoas com sensações de ardor e picadas nos olhos e fadiga ocular de origem não patológica, produzidas por factores externos como: trabalho com ecrã (computador, monitores de vídeo, televisão), atmosfera seca (climatização, calor seco...), fumos, poeiras.

CUIDADOS ESPECIAIS E PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Não utilizar HYDRABAK se houver antecedentes de reacção alérgica a algum dos excipientes.

Evitar o contacto da ponta do frasco com o olho.

Não injectar nem engolir.

Não utilize o produto caso o invólucro de inviolabilidade esteja danificado.

INTERACÇÕES MEDICAMENTOSAS E OUTRAS FORMAS DE INTERACÇÃO:

Convém fazer um intervalo de 10 minutos entre a aplicação de dois produtos oculares.

COMO UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO: POSOLOGIA:

1 gota, 3 a 4 vezes ao dia, até um máximo de 8 vezes ao dia, se a situação o exigir.

MODO E VIA DE ADMINISTRAÇÃO:

Aplicação tópica. EM INSTILAÇÃO OCULAR

Devem adoptar certas precauções para garantir uma utilização adequada do dispositivo:

- lavar cuidadosamente as mãos antes de efectuar a aplicação; evitar o contacto da ponta do frasco com o olho ou as pálpebras.

Instilar 1 gata de produto no saco conjuntiva puxando ligeiramente a pálpebra inferior para baixo e olhando para cima. Após a instilação, piscar várias vezes os olhos, para assegurar uma distribuição uniforme de HYDRABAK no olho e na lente. Este produto sem conservantes é apresentado num frasco munido de um filtro. Tapar o frasco após utilização.

FREQUÊNCIA E HORÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO:

Em média, 3 a 4 instilações ao dia, até um máximo de 8, em função das necessidades. Para assegurar uma hidratação adequada da superfície ocular e das lentes, é aconselhável distribuir as instilações ao longo do dia.

CONSERVAÇÃO DO DISPOSITIVO:

NÃO EXCEDER A DATA LIMITE DE UTILIZAÇÃO INDICADA NA EMBALAGEM EXTERIOR.

PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO:

Conservar a uma temperatura inferior a 25°C. Este frasco pode ser usado durante 8 semanas após a sua abertura.

MANTENHA FORA DO ALCANÇE DAS CRIANÇAS.

DATA DE REVISÃO DO FOLETO INFORMATIVO: 10/2009

