

PT

Hyabak Caps®

**Ácidos gordos essenciais;
vitaminas e oligoelementos antioxidantes*
para a manutenção de uma visão normal.**

HYABAK CAPS® é um suplemento alimentar que contém ácidos gordos essenciais ómega 3 e ómega 6, vitaminas e oligoelementos antioxidantes* para a manutenção de uma visão normal.

O zinco contribui para a manutenção de uma visão normal.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Dose Diária (2 cápsulas)

% VRN **

Ácidos gordos essenciais

Óleo de peixe
do qual 70 %
DHA (Omega 3) 560 mg

Óleo de borragem
do qual 22 %
GLA (Omega 6) 420 mg

Vitaminas

Vitamina C	80 mg	100 %
Vitamina E	10 mg	83 %
Vitamina B6	2 mg	143 %
Vitamina B9	200 µg	100 %
Vitamina B12	1 µg	40 %

Minerais

Zinco	10 mg	100 %
-------	-------	-------

* O zinco, a vitamina E e vitamina C contribuem para a proteção das células contra as oxidações indesejáveis.

** VRN = valores de referência do nutriente (Regulamento (UE) N° 1169/2011)

INGREDIENTES

QUALITYSILVER® óleo de **peixe** (DHA 70 %), óleo de borragem (*Borago officinalis*) (GLA 22 %), gelatina (agente de revestimento), água purificada, vitamina C (ácido ascórbico), glicerol (espessante), sorbitol (humidificante), monoestearato de glicerol (emulsionante), cera de abelhas (antiaglomerante), óleo de **soja** (emulsionante), lecitina de **soja** (emulsionante), vitamina E (acetato de DL-alfa-tocoferilo), zinco (óxido), vitamina B6 (cloridrato de piridoxina), óxido de ferro negro (corante), vitamina B12 (cianocobalamina 0,1 %), óxido de ferro vermelho (corante), vitamina B9 (ácido fólico).

MODO DE UTILIZAÇÃO

1 cápsula duas vezes por dia: Recomenda-se a toma das cápsulas durante a refeição e com um pouco de água.

HYABAK CAPS® é um suplemento alimentar e não deve substituir um regime alimentar equilibrado e variado nem um estilo de vida saudável.

Não ultrapassar a dose diária recomendada.

CONSERVAÇÃO

- Manter fora do alcance das crianças.
- Conservar a temperatura inferior a 25°C, ao abrigo da luz e da humidade.

COMERCIALIZADO POR

Théa Portugal S.A.

Rua Pedro Álvares de Cabral
Edifício Euro nº 24 - 5°F, Infantado
2670-391 Loures



Laboratoires Théa

12 rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand
France